

# EXtREME/nano フィルターバイアル お試しキャンペーン

2021年11月1日～2022年3月末日 ご注文分

期間限定 **25%OFF**



サンプルを入れて



指で押すだけで



フィルトレーション完了  
そのまま HPLC や LC-MS へ

## 簡単 3 ステップ！ シリンジフィルター要らずのフィルターバイアルシリーズ

微量サンプル用の nano フィルターバイアルと  
高粘性&夾雑物の多いサンプル用の EXtREME フィルターバイアルの  
お得なお試しキャンペーンです（価格は裏面）

低デッドボリュームなので  
微量サンプルに最適

nanofilter Vial

独自のバイアル/フィルター構造により、  
デッドボリュームを 8  $\mu\text{L}$  まで減らしました  
少ない量のサンプルに最適です



微粒子の多い  
詰まりやすいサンプルに

EXtREME/FV

マルチフィルター構造なので、食品や生体  
組織サンプルなどの夾雑物を多く含んだサ  
ンプルでも、詰まりなく濾過できます



※ 通常タイプのフィルターバイアルをご希望の方は別途お問い合わせください。

## 動画で簡単に理解！

フィルターバイアルの基本（使い方）と 製品の種類について動画で説明しています。  
 フィルターバイアルって何？ どんなサンプルに使えるの？  
 という方は是非ご覧ください。



## EXTREME/FV®

フィルター 素材	孔径	スリット	100 個入り			200 個入り			500 個入り		
			製品番号	通常価格	キャンペーン 価格	製品番号	通常価格	キャンペーン 価格	製品番号	通常価格	キャンペーン 価格
PTFE	0.45	あり	85540-100	¥42,000	¥31,500	85540-200	¥82,000	¥61,500	85540-500	¥199,000	¥149,250
	0.2	あり	85530-100			85530-200			85530-500		
PVDF	0.45	あり	85541-100			85541-200			85541-500		
	0.2	あり	85531-100			85531-200			85531-500		
NYLON	0.45	あり	85539-100			85539-200			85539-500		
	0.2	あり	85538-100			85538-200			85538-500		
PES	0.2	あり	85535-100	85535-200	85535-500						

## nanofilter Vial®

フィルター 素材	孔径	スリット	100 個入り			200 個入り			500 個入り		
			製品番号	通常価格	キャンペーン 価格	製品番号	通常価格	キャンペーン 価格	製品番号	通常価格	キャンペーン 価格
PTFE	0.45	あり	25540-100	¥46,000	¥34,500	25540-200	¥90,000	¥67,500	25540-500	¥219,000	¥164,250
		なし	15540-100			15540-200			15540-500		
	0.2	あり	25530-100			25530-200			25530-500		
		なし	15530-100			15530-200			15530-500		
PVDF	0.45	あり	25541-100			25541-200			25541-500		
		なし	15541-100			15541-200			15541-500		
	0.2	あり	25531-100			25531-200			25531-500		
なし		15531-100	15531-200			15531-500					
NYLON	0.2	あり	25538-100	25538-200	25538-500						
		なし	15538-100	15538-200	15538-500						
PES	0.2	あり	25535-100	25535-200	25535-500						
		なし	15535-100	15535-200	15535-500						

### Thomson 社 その他の製品情報

#### Optimum Growth Flask (動物・昆虫細胞培養用 三角フラスコ)

- ・培養シェイカーの床面積あたりの生産量を向上
- ・口が広く高いエアレーション効率
- ・培養のために考えられたフラスコ形状
- ・125mL ~ 5L までの豊富な容量ラインナップ
- ・持ち手が左右にあるので女性でも培地を入れたまま持ち運べます (5L)
- ・主要な培養シェイカーメーカーのほとんどすべてに適合



※ 本製品は試験研究用です。医療や診断目的にはご使用いただけません。  
 ※ 価格、外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。  
 ※ それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。

**THOMSON** Solutions  
 INSTRUMENT COMPANY At Work

<http://htslabs.com/>

代理店

輸入元



本社 〒135-0014 東京都江東区石島 2-14  
 Imas Riverside 4F  
 Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)-6458-6697  
 西日本営業所 〒532-0003  
 大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403  
 Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851  
 E-mail [webmaster@scrum-net.co.jp](mailto:webmaster@scrum-net.co.jp)  
 Internet [www.scrum-net.co.jp](http://www.scrum-net.co.jp) TH20211018A