

安定同位体標識ペプチド キャンペーン!

対象期間 **2023 11/1** 水 **▶ 12/22** 金 受付分まで

質量分析 (MRM/SRM 法) のための内部標準ペプチド

Cambridge isotope Laboratories 社安定同位体アミノ酸使用



対象安定同位体標識 1 箇所 0.5mg : ￥24,000

安定同位体	MS 値の差
L-Leucine(13C6,99% ; 15N,99%)	+7Da
L-Arginine (13C6,99% ; 15N4,99%)	+10Da
L-Lysine(13C6,99% ; 15N2,99%)	+8Da

規格

- ・ MALDI-TOF-MS, HPLC データ添付
- ・ アミノ酸分析 (オプション)
- ・ JCSS 校正証明書取得
ミクロ天秤による秤量
- ・ 配列長 : 8 ~ 20AA 程度
- ・ 合成量 : 0.5mg
- ・ 出荷形態 : 凍結乾燥品 (TFA 塩)
- ・ 納期目安 : 約 3 ~ 5 週間

合成量 : 0.5mg (凍結乾燥品、TFA 塩) ※0.5 mg以上確保出来た場合、全量を納品いたします。

合成量	精製純度	合成料金 /AA	精製料金	安定同位体標識
0.5mg	95%以上	￥1,800	￥19,200	￥24,000

※記載価格は税別のキャンペーン価格です。



価格算出例

純度 95% 以上、10AA、0.5mg の場合

￥1,800/AA × 10AA + ￥19,200 + ￥24,000 = ￥61,200(税別)

ご注文依頼書は裏面をご覧ください。

【安定同位体標識ペプチドキャンペーン依頼書】

ご注文日 月 日

キャンペーン期間：2023/11/1（水）～12/22（金）

お名前：

ご所属：

住 所：〒

TEL：

E-mail：

代理店：

担当者名

配列名

--	--	--	--	--	--	--	--

--

残基

N末端—

--

— C末端

合成純度 95%以上 合成量 0.5mg

同位体修飾部位もしくは、ご希望Da差（ ）

非標識ペプチドの有無 ☐ 有り ☐ 無し

配列名

--	--	--	--	--	--	--	--

--

残基

N末端—

--

— C末端

合成純度 95%以上 合成量 0.5mg

同位体修飾部位もしくは、ご希望Da差（ ）

非標識ペプチドの有無 ☐ 有り ☐ 無し

配列名

--	--	--	--	--	--	--	--

--

残基

N末端—

--

— C末端

合成純度 95%以上 合成量 0.5mg

同位体修飾部位もしくは、ご希望Da差（ ）

非標識ペプチドの有無 ☐ 有り ☐ 無し

ご不明な点、ご要望がございましたらご記入下さい。

内容を確認後、担当者よりご連絡申し上げます。

(ご記入いただきましたお客様の個人情報は、弊社の定める”個人情報保護ポリシー”(弊社ウェブサイトに記載)の範囲で使用されることがあります。)

株式会社スクラム 受託ラボ 行

Fax：03-6458-6251 / e-mail：custom@scrum-net.co.jp