

## LI-COR 社 D-DiGit® DNA ゲルスキャナー コンピューター必要仕様

D-DiGit Image Acquisition Software の必要コンピューター仕様は下表をご参照ください。

|                   | D-DiGit Image Acquisition Software  |
|-------------------|---|
| <b>OS</b>         | Windows® 7 / 8 / 10 / 11  |
| <b>RAM</b>        | 512 MB 以上※1   |
| <b>HDD</b>        | 300 MB 以上※2   |
| <b>CPU</b>        | Intel® Pentium IV プロセッサー相当以上 ※3   |
| <b>ディスプレイ</b>     | 階調数 24 bit 以上   |
| <b>接続ポート</b>      | Hi-Speed USB (USB 2.0 以上)   |
| <b>ライセンス</b>      | 無償ダウンロード  |
| <b>ダウンロード URL</b> | <a href="https://www.licor.com/bio/ddigit/software">https://www.licor.com/bio/ddigit/software</a> |

※1. オペレーティングシステム (OS) に合わせて十分な容量のメモリーを搭載した PC をご準備ください。

※2. ソフトウェアのインストールに必要な空容量です。画像保存及び画像解析に必要な容量とは異なります。

※3. Intel Core-i3 プロセッサー相当以上を推奨です。