

SP-Genevac HTシリーズ

機種別 搭載運転メソッド

運転メソッド	対応溶媒	沸点の目安
DCM	DCMのみ	
Very Low BP	かなり蒸発しやすい溶媒（超低沸点溶媒）、突沸の起こりにくい系	< 60℃
Low BP	蒸発しやすい溶媒（低沸点溶媒）、突沸の起こりにくい系	61℃ to 89℃
Aqueous	水系の溶媒、突沸の起こりにくい系	100℃
Medium BP	蒸発しにくい溶媒（中沸点溶媒）、突沸の起こりにくい系	98℃ to 125℃
High BP	非常に蒸発しにくい溶媒（DMFを含む中-高沸点溶媒）、突沸の起こりにくい系	140℃ to 202℃
DCM Mix	DCMを含む混合溶媒（突沸抑制用に改変されたメソッド）	
Low BP Mix	蒸発しやすい混合溶媒（低沸点溶媒の混合溶媒）、突沸の起こりにくい系	
High & Low BP Mix	高沸点溶媒と低沸点溶媒の混合溶媒、突沸の起こりやすい系	
Aqueous NH3	アンモニア水、もしくはアンモニア+メタノール	
HPLC	水/アセトニトリル、水/メタノール、もしくは水/エタノール等の逆相系HPLCフラクション	
HPLC Lyo	逆相HPLCフラクションの凍結乾燥	
Fast Lyo	単一多量サンプル向けの凍結乾燥（凍結乾燥前にサンプルの濃縮工程を含む）	
Atomospheric Spin	遠心のみ（減圧なし）	