




マニュアル組織アレイヤー

EZPunch 1500

組織アレイ実験を始めませんか？



Tissue Microarray (組織マイクロアレイ; TMA) は、免疫組織化学 (IHC) や *In situ* ハイブリダイゼーション (ISH) の手法を用いて、多検体の分子病理学的検索を1枚のスライドガラス上で行うことができる実験手法です。バイオマーカー研究や抗体のバリデーション等で特によく利用されています。

EZPunch 1500は、初めてTMAを行う方、あるいは少数のアレイブロックを作る方に適した手動の組織アレイヤーです。レシピエントブロック、ドナーブロックそれぞれのためのパンチャーと1.0mm/2.0mm径のパンチニードルセットから構成されます。

TMAブロックの作製を手軽に行っていただけます。

使用方法を動画で見る

EZPunch 1500によるアレイ作成の様子は動画をご覧ください



<https://youtu.be/IXe4nmyJMic>

作業を容易にするアレイモールド

別売のアレイモールドを使用すると、レシピエントブロックの作製時にコア整列とコア間隔のコントロールが容易になります。また、レシピエントコアへの組織カラムの移植をより精確に行うことができます。



製品仕様

EZPunch 1500

製品番号	TMA-Punch	
品名	EZPunch 1500 組織アレイパンチャー	
本体		
材質	ステンレスボディ	
パンチニードル	Φ1.0, 1.5, 2.0, 2.5 mm ステンレスニードル（標準付属: 1.0/2.0 mm）	
深さコントロール	ロータリーニードルカバーにより調節	
サイズ	W 40 x D 30 x H 110 mm（パンチャー1個）	
重量	160 g（パンチャー1個）	
パッケージ内容		
本体	レシピエントパンチャー および ドナーパンチャー 各1本	
パンチニードル	Φ1.0mm および Φ2.0 mm 各1セット	

ご注文情報

EZPunch 1500

製品番号	品名	価格（税別）
TMA-Punch	EZPunch 1500 組織アレイパンチャー	¥288,000-

交換用パンチニードル

製品番号	品名	価格（税別）
EZP10A	1.0 mm パンチニードル（EZPunch 1500用）	¥91,000-
EZP15A	1.5 mm パンチニードル（EZPunch 1500用）	¥91,000-
EZP20A	2.0 mm パンチニードル（EZPunch 1500用）	¥91,000-
EZP25A	2.5 mm パンチニードル（EZPunch 1500用）	¥91,000-

アレイモールド、他

製品番号	品名	価格（税別）
SP-AMO10	1.0 mm アレイモールド（10x17, 170 holes）	¥136,000-
SP-AMO15	1.5 mm アレイモールド（10x15, 150 holes）	¥136,000-
SP-AMO20	2.0 mm アレイモールド（7x10, 70 holes）	¥89,000-
SPAMO25	2.5 mm アレイモールド（4x8, 40 holes）	¥89,000-
SP-MAB-20-7	マトリクスレシピエントブロック: 7x10, コアサイズ2.0mm（10個）	¥163,000-



www.everbiotech.com/product/ezpunch-1500/

※本装置は試験研究用です。医療や診断もくてもみにはご使用いただけません。
※価格、外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。
※それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。

代理店

輸入元

 株式会社 スクラム

本社 〒135-0014 東京都江東区石島 2-14
Imas Riverside 4F
Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)-6458-6697

西日本営業所 〒532-0003
大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403
Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851

Web Site : www.scrum-net.co.jp

EVB20230607