



一次元電気泳動&ウェスタンブロット解析ソフトウェア

CLIQS

(旧 Totallab Quant + Phoretix 1D)


CLIQS 1D Pro

(旧 Phoretix 1D Pro)

論文実績抜群！

電気泳動解析ソフトウェアの老舗メーカーのソフトウェアです


特長 1 DGGEやRFLPゲルからの系統樹解析を誰でも簡単に！



CLIQSで
“ゲル内”の系統樹解析を簡単に！


CLIQS 1D Proなら
“ゲル間”の系統樹解析も可能！

特長 2 どこよりも簡単に解析できるソフトウェアです！



- ▶ 画面上部のナビゲーションバーにしたがって解析を進めるだけ！
- ▶ 解析プロトコルを登録すれば全自動解析も可能です！

特長 3 マルチプレックス解析もお手のもの！



- ▶ マルチカラー・ウェスタンブロッティング、マルチプレックス電気泳動の解析に！

機能比較表

	CLIQS	CLIQS 1D Pro	CLIQS 1D 21CFR
旧ソフトウェア名	Totallab Quant Phoretix 1D	Phoretix 1D Pro	Totallab 1D 21 CFR Phoretix 1D 21 CFR
1Dゲル&ウェスタンブロット解析			
自動レーン検出&自動バンド検出	○	○	○
マニュアルレーン検出&マニュアルバンド検出	○	○	○
マルチブレイクス画像の合成と解析	○	○	○
マルチタイター画像の解析	○	○	○
バックグラウンド補正	○	○	○
自動バンド検出	○	○	○
プロファイルデコンボリューション	○	○	○
Rf キャリブレーション	○	○	○
バンド分子量算出	○	○	○
バンド濃度（バンド量）算出	○	○	○
2Dイメージ表示	○	○	○
3Dイメージ表示	○	○	○
レーンプロファイル表示	○	○	○
数値データのテーブル表示	○	○	○
系統樹解析			
バンドパターンマッチング（ゲル内）	○	○	○
バンドパターンマッチングマッチング（ゲル間）		○	
デンドログラム（系統樹）解析（ゲル内）	○	○	○
デンドログラム（系統樹）解析（ゲル間）		○	
データベースライブラリーの作成		○	
データベースライブラリーとの比較		○	
レーン類似度の表示	○	○	○
その他の機能			
アレイ解析モジュール	○	○	○
コロニーカウンティングモジュール	○	○	○
イメージ解析ツールボックス	○	○	○
21 CFR part 11対応			○

ソフトウェアのトライアルについては、株式会社スクラムまでお問い合わせください。



<https://totallab.com/>

※ 仕様は予告なく変更となる可能性がございます。
 ※ それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。
 ※ 本製品は試験研究用です。医療や診断目的にはご使用いただけません。

代理店

輸入元



株式会社 スクラム

本社 〒135-0014 東京都江東区石島 2-14
 Imas Riverside 4F
 Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)-6458-6697
 西日本営業所 〒532-0003
 大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403
 Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851
 Web Site : www.scrum-net.co.jp

TL211104A