


Biological Suction

ステンレス製の培地吸引棒




実寸大 ▶

**使用時にガスバーナーで滅菌するだけで、
交換の手間とランニングコストが大幅に省けます。**

従来のガラス製パストツールピペットではたびたび交換が必要でしたが、バイオリジカルサクションでは使用時にガスバーナーで滅菌することによって繰り返し何度も使用できます。それにより交換の手間とランニングコストが大幅に削減することができます。

ご使用方法

お手持ちの吸引ポンプや廃液ビンに接続してお使いいただけます。



内径 5 ~ 7 mm のチューブに接続できます。

製品番号	包装	標準価格 (税抜)
BSN-75305	5 本入	¥7,800
BSN-75310	10 本入	¥14,400

※お手元のチューブが合わない場合は、チューブジョイントとチューブはアズワン様で別途、お求め頂けます。

- ・チューブジョイント I 型 (アズワン 6-663-02)
 - ・ラボラン (R) シリコンチューブ (アズワン 9-869-09)
- 詳細はアズワン株式会社または、販売代理店にご確認下さい。

※ 使用後は必ず水で洗い流してください。

※ 加熱時に熱くなりますので火傷にご注意下さい。

※ 本製品は試験研究用です。医療や診断目的にはご使用いただけません。

※ 価格、外観、仕様などは予告なしに変更することがあります。