

SP-Genevac Rocket Synergy 2

搭載運転メソッド

ロータータイプ	運転メソッド	対応溶媒	沸点の目安
フラスコローター	Very Low BP	かなり蒸発しやすい溶媒（超低沸点溶媒）、突沸の予期される系	< 40℃
フラスコローター	Low BP	蒸発しやすい溶媒（低沸点溶媒）、突沸の起こりにくい系	< 90℃
フラスコローター	Medium BP	蒸発しにくい溶媒（中沸点溶媒、DMF含む）、突沸の起こりにくい系	90℃ to 155℃
フラスコローター	Aqueous	水系の溶媒、0℃で凍結の可能性あり、突沸の起こりにくい系	
フラスコローター	Low BP Mix	蒸発しやすい溶媒の混合溶媒（低沸点溶媒の混合溶媒）、突沸の起こりにくい系	< 90℃
フラスコローター	Mid & Low BP Mix	蒸発しやすい溶媒（低沸点溶媒）と蒸発しにくい溶媒（中沸点溶媒）の混合溶媒	40℃ to 155℃
フラスコローター	HPLC	水/アセトニトリル、水/メタノール、もしくは水/エタノール等の逆相系HPLCフラクション	
フラスコローター	DCM Mix	ジクロロメタン、もしくはジクロロメタンを含む混合溶媒、突沸が予期される系	
ボウルローター	Low BP	蒸発しやすい溶媒（低沸点溶媒）、または同様の沸点を持つ溶媒の混合溶媒（沸点差；約20℃以内）	< 90℃
ボウルローター	Medium BP	蒸発しにくい溶媒（中沸点溶媒、DMF含む）	90℃ to 155℃
ボウルローター	Aqueous	水系の溶媒、0℃で凍結の可能性あり、突沸の起こりにくい系	
ボウルローター	HPLC	水/アセトニトリル、水/メタノール、もしくは水/エタノール等の逆相系HPLCフラクション	