



Optimum Growth Flask & Transfer Cap

プロセスをもっと簡単に！
大容量振とうフラスコ＆トランスファーキャップ

フラスコから大型培養槽へ簡単送液

Inversion Transfer Cap（重力落下用）

Optimum Growth Flask 1.6 / 2.8 / 5.0 L に対応



シンプルな無菌接続重力落下で送液にポンプ不要




種培養して培養バックへ

Bidirectional Transfer Cap（双方向送液用）

Optimum Growth Flask 1.6 / 2.8 / 5.0 L に対応



フィードにも使える双方向送液キャップもあります



培養槽へのフィーディングに

サンプリングポート付フラスコ

Optimum Growth Flask 125 / 250 / 500 mL / 5.0 L に対応



サンプリングポートがついたフラスコです。
サンプリングの時間を短縮します。シングルポートの製品は逆止弁、
ダブルポートの製品は逆止弁と双方向送液のポートを 1 つずつ持ちます。

価格表 ※価格は全て税別表記です。

Inversion Transfer Cap（重力落下用）

製品番号	対応フラスコ	コネクタ	入数	価格
931706-4	1.6 L & 2.8 L	7/16" (11.1 mm) Barb	4	¥ 74,000
931705-4	1.6 L & 2.8 L	2' of C-Flex® 16 (O.D. 1/4") w/ plug	4	¥ 88,000
931708-4	1.6 L & 2.8 L	2' of C-Flex® 24 (O.D. 7/16") w/ plug	4	¥ 88,000
931710-4	1.6 L & 2.8 L	2' of C-Flex® 16 (O.D. 1/4") w/ Male Luer Lock	4	¥ 88,000
931594-4	5 L	1/4" O.D. Barbed Quick Connect	4	¥ 74,000
931596-4	5 L	7/16" O.D. Barbed Quick Connect	4	¥ 74,000
931595-4	5 L	2' of C-Flex® 16 (O.D. 1/4") w/ plug	4	¥ 88,000
931598-4	5 L	2' of C-Flex® 24 (O.D. 7/16") w/ plug	4	¥ 88,000
931616-4	5 L	2' of C-Flex® 16 (O.D. 1/4") w/ Male Luer Lock	4	¥ 88,000

Bidirectional Transfer Cap（双方向送液用）

製品番号	対応フラスコ	コネクタ	入数	価格
931704-8	1.6 L	2' of C-Flex® 16 (O.D. 1/4") w/ plug	8	¥ 168,800
931702-8	1.6 L	2' of C-Flex® 16 (O.D. 1/4") w/ Male Luer Lock	8	¥ 168,800
931804-8	2.8 L	2' of C-Flex® 16 (O.D. 1/4") w/ Male Luer Lock	8	¥ 199,000
931614-8	5 L	2' of C-Flex® 16 (O.D. 1/4") w/ plug	8	¥ 168,800
931618-8	5 L	2' of C-Flex® 16 (O.D. 1/4") w/ Male Luer Lock	8	¥ 168,800

重力落下送液用フラスコ保持台

製品番号	対応フラスコ	価格
931609	1.6 L & 2.8 L	¥ 32,000
931700	1.6 L & 2.8 L	¥ 20,000
931606	5 L	¥ 32,000
931607	5 L	¥ 20,000

931700、931607 は保持リングのみとなります。



サンプリングポート付フラスコ（シングルポート）

製品番号	容量	入数	価格
931110-SP	125 mL	50	¥ 200,000
931111-SP	250 mL	50	¥ 210,000
931112-SP	500 mL	25	¥ 150,000
931116-PORT-E	5 L	4	¥ 92,000

サンプリングポート付フラスコ（ダブルポート）

製品番号	容量	入数	価格
931110-DP	125 mL	30	お問い合わせください
931111-DP	250 mL	40	お問い合わせください
931112-DP	500 mL	15	お問い合わせください
931113-PORT-TRT	1.6 L	12	¥ 340,000
931116-PORT-TRT-F	5 L	4	¥ 170,000

Optimum Growth® Flask

製品番号	容量	入数	価格
931110	125 mL	50	¥ 77,000
931111	250 mL	50	¥ 103,000
931112	500 mL	25	¥ 82,000
931113	1.6 L	12	¥ 73,000
931114	2.8 L	6	¥ 35,000
931116	5 L	4	¥ 51,000



THOMSON Solutions
INSTRUMENT COMPANY At Work

<https://htslabs.com/>

※ 本製品は試験研究用です。医療や診断目的にはご使用いただけません。
※ 価格、外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。
※ それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。

代理店

輸入元



本社 〒135-0014 東京都江東区石島 2-14
Imas Riverside 4F
Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)-6458-6697
西日本営業所 〒532-0003
大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403
Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851
Web Site : www.scrum-net.co.jp

TMS20230913