

UHPLC や HPLC のサンプル前処理に最適 フィルターバイアル 真夏のキャンペーン

30% OFF

2024 7/16(火) ~ 8/27(火) まで

Standard フィルターバイアル




実物
サイズ!

PTFE

●0.45 μm / ●0.2 μm

キャンペーン対象製品

Filter Vial 多くのサンプルに適したスタンダードタイプ




キャップ	スクリュー式
セブタム	スリット有のみ
デッドボリウム	120 μL
最大容量	450 μL
フィルター孔径	0.2 μm、0.45 μm
フィルター素材	PTFE

キャンペーン価格表 ※価格は全て税別表記です。

素材	孔径	キャップ	製品番号	入数	標準価格	キャンペーン価格
PTFE	0.2 μm	スクリュー式	34430-100	100 個	¥ 49,500	¥ 34,650
			34430-200	200 個	¥ 99,000	¥ 69,300
			34430-500	500 個	¥ 233,000	¥ 163,100
			34430-1000	1000 個	¥ 437,000	¥ 305,900
	0.45 μm		34440-100	100 個	¥ 49,500	¥ 34,650
			34440-200	200 個	¥ 99,000	¥ 69,300
			34440-500	500 個	¥ 233,000	¥ 163,100
			34440-1000	1000 個	¥ 437,000	¥ 305,900

Low Evap|Filter Vial 揮発しやすいサンプルに適した密栓タイプ


サンプル提供
承ります



キャップ	スクリュー式のみ
セブタム	スリット無のみ
デッドボリウム	120 µL
最大容量	450 µL
フィルター孔径	0.2 µm、0.45 µm
フィルター素材	PTFE / PVDF / Nylon / PES

nanofilter Vial® 小量サンプルに適した低デッドボリウムタイプ

サンプル提供
承ります




キャップ	スクリュー式のみ
セブタム	スリット有 / 無を選択可
デッドボリウム	8 µL (2 µL インジェクション)
最大容量	250 µL
フィルター孔径	0.2 µm、0.45 µm
フィルター素材	PTFE / PVDF / Nylon / PES

独自のバイアル・フィルター構造により低デッドボリウムを実現

EXTREME|FV® つまりやすいサンプルに適したマルチフィルタータイプ

サンプル提供
承ります



キャップ	スクリュー式 / スナップ式から選択可
セブタム	スリット有のみ
デッドボリウム	120 µL
最大容量	450 µL
フィルター孔径	0.2 µm、0.45 µm
フィルター素材	PTFE / PVDF / Nylon / PES

独自のマルチフィルター構造により細胞や生体由来のサンプルや食品由来のサンプルなど微粒子の多いサンプルに最適です。

フィルターは、プレフィルターとメインフィルターの2重構造なので目詰まりしにくく、微粒子の多いサンプルでもフィルトレーションできます。

● サンプルのご依頼は、webmaster@scrum-net.co.jp へ

THOMSON
Solutions At Work™

<https://htslabs.com/>

※ 本製品は試験研究用です。医療や診断目的にはご使用いただけません。
※ 価格、外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。
※ それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。

代理店

輸入元



株式会社 スクラム

本社 〒135-0014 東京都江東区石島 2-14
Imas Riverside 4F
Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)-6458-6697
西日本営業所 〒532-0003
大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403
Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851
Web Site : www.scrum-net.co.jp

TMS20240627